

**檢驗科自 109 年 3 月 16 日 8 時起
變更檢驗項目 GAD 生物參考區間**

說明：

- 一、 本院檢驗項目 GAD Ab (Glutamic acid decarboxylase autoantibody) 委外由大安聯合醫事檢驗所代檢。
- 二、 由大安聯合醫事檢驗所 109 年 01 月 31 日公告 GAD Ab (Glutamic acid decarboxylase autoantibody) 生物參考區間異動如下：附件一

原生物參考區間	新生物參考區間
(-) : <5 U/mL	(-) : <10 IU/mL
(+) : ≥5 U/mL	(+) : ≥10 IU/mL

- 三、 若有任何問題，請與檢驗科 洪曉音 聯絡，分機：1290。

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：342

日期：109年01月31日

公告事項：1. 財團法人全國認證基金會針對大安聯合醫事檢驗所提出六項檢驗項目「暫時中止」處置
2. 檢驗項目 Glutamic acid decarboxylase autoantibody, GAD Ab, 變更試劑、檢體類別及參考區間

1. 六項檢驗項目「暫時中止」處置，包括：HC0101 (A、B、O血型系統)、HC0103 (Rh型系統)、HC0201 (交叉配合試驗)、HC0202 (抗球蛋白試驗)、HC0203 (不規則抗體篩檢)及HE0601 (梅毒試驗-RPR/VDRL)。

說明：

- 甲、檢驗所違反基金會權利義務規章(TAF-AR-10(4))，於變更儀器設備與檢驗方法異動後，未依規定向基金會辦理異動，部分項目給予「暫時中止」處置。
- 乙、檢驗所經改善缺失後，將依規定向基金會提出暫時中止項目的恢復認證。
- 丙、檢驗所針對六項「暫時中止」的項目，目前仍維持有美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)認證資格。

2. 109年02月01日起，檢驗項目 Glutamic acid decarboxylase autoantibody, GAD Ab 穀醯酸脫梭酶抗體，變更試劑、檢體類別、參考區間，相關內容如下：

檢驗項目： Glutamic acid decarboxylase autoantibody, GAD Ab

健保編號：無 穀醯酸脫梭酶抗體

檢體採集：血清(一般生化管)或血漿(EDTA Plasma) 1 mL，採檢前無需空腹。

保存2-8°C 14天或-20°C長期保存

分析方法：ELISA, EUROIMMUN

參考區間：(-)：< 10 IU/mL；(+)：≥ 10 IU/mL

(2018年版檢驗目錄 p.178)

(原檢體採集：空環檢檢Serum 1.0 mL，2-8°C可保存72小時或-20°C長期保存)：

(原分析方法：ELISA, RSR)：

(原參考區間：(-)：< 5 IU/mL；(+)：≥ 5 IU/mL)

謹此敬告週知修正，通知事項同步公告於本所網頁

陳明輝



大安聯合醫事檢驗所
負責人 陳明輝 敬上