


**檢驗科自 109 年 10 月 05 日起更換
定量免疫法糞便潛血採便棒且變換陽性切點值**

說明：

- 一、本院辦理預防保健之定量免疫法糞便潛血檢驗之儀器 HM-JACK，更換新採便棒 MC Collection Picker，陽性臨界值（Cut-off Value）從 12 ng/mL 變更為 30ng/mL。
- 二、若有任何問題，請與檢驗科洪曉音總技師聯絡，分機：1244。

檢驗表單	糞便檢驗單-Stool (CM-T213)
檢驗項目	Fecal occult Blood test (EIA ; quant) Stool OB EIA (國健署結直腸癌篩檢專用) 需填篩檢表
參考範圍	< 30 ng/mL
採檢容器及檢體量	 採檢：花生粒大小 糞便免疫採檢棒
採檢注意事項	新鮮送檢
檢驗方法	乳膠粒子凝集法 (Latex agglutination method)
可送檢時間	24 小時收檢
報告完成時間	一般件：3 天
檢驗組別及聯絡方式	鏡檢組：1181
實驗室解釋	1.干擾：偽陽性：消化道外其他出血之污染。 偽陰性：(1) 檢體保存不當，溶解液不足。(2) 試劑變質。(3) 抗原過剩 prozone (hook effect)。(4) 未採到出血部位。 2.當血液通過腸道時，紅血球結構被破壞而釋放出血紅素，再分解為血紅質 (heme 含 Fe ³⁺) 和血球蛋白 (globin)。測定血紅素或是其代謝產物的特性，可檢驗出檢體中是否含有血液物質。例如血紅素或 globulin 擁有專一性抗原性，可用免疫分析法測定。
健保代碼	09134C
給付點數	80
補驗與加做規範	補驗時間：不補驗 加做時間：不加做
檢體保存天數	7 天



醫全實業股份有限公司
MEDICARE PRODUCTS INC.

TEL:886-2-2918-0011
FAX:886-2-2918-0227
9F, NO. 4, LANE 235,
PAO-CHIAO Rd., HSIN TIEN,
TAIPEI, TAIWAN, R. O. C.
台北縣新店市寶橋路235巷4號9樓
高雄公司TEL:07-7215229 FAX:07-7213728

糞便免疫潛血採便管升級說明函

致親愛的HM-JACK用戶：

Hitachi Chemical Diagnostics System HCDS (原Kyowa Medex) 委託台灣總代理醫全實業股份有限公司在此通知：Hitachi Chemical Diagnostics System作為HM-JACK及HM-JACKarc糞便免疫潛血分析儀及其相關試劑與耗材供應製造商，為整合採便管產品線及統一全球參考值，決定全面升級使用第二代採便管“EXTEL HEMO AUTO MC Collection Picker”執行大腸癌篩檢。HCDS於2019年5月進行最後一次生產後，其有效使用期限可至2021年5月，本公司預計即日起至2020年12月期間，執行採便管升級計劃。

為維護台灣市場用戶權益及市場需求，本公司將會在期限內協助貴單位完成升級轉換作業，若貴單位對升級轉換計畫相關事宜有任何問題，請洽醫全公司當區業務或來電洽詢。

2020年2月18日

醫全實業股份有限公司

台北總公司：02)2918-0011

台中分公司：04)2371-9778

高雄分公司：07)721-5229