

檢驗科公告

日期：110年08月31日

公告事項：尿液常規檢體及婦產科GBS採檢宣導事項（修訂處反紅表示）

1. 尿液常規檢體：1.1.4將塑膠杯的尿液倒5~12 mL入S-Y tube中，蓋好瓶蓋，新鮮送檢，若無法於4小時內送達檢驗科，要將檢體冷藏保存。

（檢體採檢手冊第十三版10頁）

2. 婦產科GBS採檢：9.2.14婦產科產前*S.group B*篩檢：取一細菌培養用藍色運送棒，清楚標示病人姓名、病歷號，請孕婦平躺雙腳弓起，將其採檢拭子放入孕婦陰道口約2公分處，採集黏膜分泌物（勿使用窺陰器）；使用同一採檢拭子，放~~入~~孕婦肛門口內約~~2.5~~1公分處，以旋轉之方式採集檢體，將採檢拭子放回採集容器中，盡速送檢驗科。

（檢體採檢手冊第十三版16頁）